



Réf : NDS/AQ-018/25

Etablie le : 22/02/20205

Version : 01

Révision : 00

FICHE TECHNIQUE GERMA-SURF NDD cidex

DETERGENT DESINFECTANT DESODORISANT LIQUIDE CONCENTRE
ENTRETIEN QUOTIDIEN DES SOLS, MURS, SURFACES ET DES STRUCTURES EXTERNES
DES DISPOSITIFS MEDICAUX NON INVASIFS ET NON IMMERGEABLES.
HAUT POUVOIR DETERGENT ET UN LARGE SPECTRE DESINFECTANT

Dispositif médical de la classe IIa (Directive 93/42/CEE modifiée).
Produit biocide (Groupe 1 - TP2/ TP4) destiné à la désinfection des surfaces en contact ou non avec les denrées alimentaires, usage exclusivement professionnels
(Bactéricide-Fongicide- virucide)

PRESENTATION DU PRODUIT

GERMA-SURF NDD cidex est un détergent désinfectant désodorisant liquide concentré conçu pour le nettoyage et la désinfection quotidienne des sols, murs, surfaces et des dispositifs médicaux non invasifs. Il combine une action nettoyante efficace avec un spectre de désinfection étendu et un fort pouvoir désodorisants et destructeur des mauvaises odeurs. Il est particulièrement adapté pour réduire la formation de bio-film et compatible avec les surfaces lavables. Il ne nécessite pas de rinçage sauf sur les surfaces en contact alimentaire.

INDICATIONS D'UTILISATION

GERMA-SURF NDD cidex est particulièrement indiqué pour le nettoyage, la désinfection et la désodorisation simultanés en milieu médical, hospitalier, médico-social, industriel et en collectivités.

Son utilisation est recommandée pour :

- Les sols : Linoléum, carrelage, parquets vitrifiés, résines et sols thermoplastiques.
- Les surfaces dures : Murs, portes, rampes de lits, mobiliers médicaux et surfaces de travail.
- Le matériel médical : Dispositifs médicaux non invasifs et non immergeables (fauteuils de soins, tables d'examen, stéthoscopes).
- Les surfaces alimentaires : Plans de travail, cuisines professionnelles et zones de stockage de denrées

ACTIVITE ANTIMICROBIENNE (Dilution à 0,25 %)

Le produit est testé selon les normes européennes en conditions de saleté :

- **Bactéricide** : NM EN 1040 EN 1276, EN 13727 en 15 minutes
- **Fongicide /Levuricide** : NM EN 1275, EN 1650, EN 13624 EN 13697 en 15 minutes

COMPOSITION

composants	N°CAS	% (p/v)
N,N-Didecyl-N-methyl-poly(oxyethyl) ammonium propionate	N° CAS: 107879-22-1	35 g/l
Chlorure de didecyle diméthyle ammonium	N° CAS : 7173-51-5	35 g/l
Chlorure de N-Alkyl -dimethyl- N-benzylammonium	N° CAS: 68424-85-1	25 g/l
N,N-Bis(3-aminopropyl)dodecylamine	N° CAS: 2372-82-9	50 g/l
Oxyde de dodecyl diméthylamine	N° CAS: 1643-20-5	30 g/l
chlorydrate de polyhexaméthylène biguanide	N° CAS: 1802181-67-4	20 g/l
Propane 2-ol	N° CAS : 67-63-0]	20 g/l

GERMA-SURF NDD cidex

Dépôt : 2 avenue Melilia Atlas, Fès – Maroc. Tél/Fax: (212)35 64 42 42/Tél: (212)35 64 37 60

Siège Usine : 14, Quartier Industriel Sidi Brahim –Fès - Tél: (212)35 96 04 59

E-mail: lahlou.saraprocmaroc@gmail.com

PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES

- **Aspect** : liquide légèrement visqueux
- **Couleur** : légèrement jaunâtre
- **Odeur** : eucalyptus
- **Densité** (α 20°C): 1,05 g/cm³ +/- 0.01
- **pH** (dilué à 0.25%) : 7.25 +/- 0.25
- **viscosité** α 25°C : 850 mPa.s

MODE D'EMPLOI ET DOSAGE

Mode :

GERMA-SURF NDD cidex est détergent désinfectant et désodorisant concentrée à diluer avant utilisation et s'utilise

- En balayage ou essuyage humide,
- En lavage mouillé,
- En utilisation auto-laveuse
- En pulvérisation

Dose :

- **Dosage standard** : Dilution à **0,25 %**, soit 20 ml pour 8 litres d'eau (froide ou tiède).
- **Application** : Lavage à plat ou nettoyage humide à l'aide d'un balai ou d'un chiffon.
- **Rinçage** : Inutile sur les sols et surfaces courantes. Un **rinçage à l'eau potable** est obligatoire pour les surfaces en contact direct avec des denrées alimentaires (conformément à l'arrêté du 08/09/1999).
- **Stabilité** : La solution diluée reste stable pendant 5 jours en récipient fermé.

Rendement : de 40 à 50 ml par m²

Législation : Produit biocide (**Groupe 1 - TP2**), Usage exclusivement professionnel.

Précautions spécifiques aux Dispositifs Médicaux

- **Pas d'immersion** : Ce produit ne doit pas être utilisé pour le trempage des instruments chirurgicaux ou des endoscopes (utiliser plutôt des produits de typeoxycide ap/8 cidex ou germacid 2% cidex).
- **Surfaces électroniques** : Ne pas pulvériser directement sur les écrans ou les connectiques des DM. Appliquer d'abord sur une lingette ou une microfibre propre, puis essuyer
- **Préalable obligatoire** : après chaque changement de patient effectué un nettoyage avec **GERMA-SURF NDD cidex** pour éviter des éventuelles contaminations
- **SECURITE ET ENVIRONNEMENT**

Toxicité : Le produit pur provoque des brûlures de la peau et de graves lésions oculaires (H314).

COMPATIBILITE

GERMA-SURF NDD cidex est compatible avec la plus part des matériaux courants en milieu médicale et hospitalier lorsqu'il est utilisé aux dilutions recommandées, notamment Polychlorure de vinyle (PVC), linoléum, Polycarbonate, Polypropylène (PP), ABS, Polyéthylène (PEBD) et PMMA. Carrelage, inox, sanitaires, Silicone, EPDM, Caoutchouc synthétique, Néoprène, Métaux et surfaces vernies.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Produit biocide (Groupe 1 - TP2/TP4)
- ATTENTION. Provoque une irritation cutanée.
- Provoque une sévère irritation des yeux.
- Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- Utiliser dans des zones bien ventilées.
- Ne pas respirer le produit issu de la pulvérisation.
- Porter des gants de protection.
- Eviter tout contact avec les yeux. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la

GERMA-SURF NDD cidex

Dépôt : 2 avenue Melilia Atlas, Fès – Maroc. Tél/Fax: (212)35 64 42 42/Tél: (212)35 64 37 60

Siège Usine : 14, Quartier Industriel Sidi Brahim –Fès - Tél: (212)35 96 04 59

E-mail: lahlou.saraprocmaroc@gmail.com

victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau. Si besoin, appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Tenir hors de portée des enfants.

- Ne pas réutiliser l'emballage. Éviter le rejet dans l'environnement.
- Eliminer le produit non utilisé et son récipient comme un déchet dangereux.

STOCKAGE

Produit à stocker dans son emballage d'origine fermé dans un endroit frais
Température : entre 5 et 30°C

CONDITIONNEMENT

- Flacon 1 litre réf : 1003-01 HHS24HA1
- Bidon 5 litres réf: 1003-05 HHS24HA5
- Bidon 20 litres réf: 1003-20 HHS24HA10

GERMA-SURF NDD cidex

Dépôt : 2 avenue Melilia Atlas, Fès – Maroc. Tél/Fax: (212)35 64 42 42/Tél: (212)35 64 37 60
Siège Usine : 14, Quartier Industriel Sidi Brahim –Fès - Tél: (212)35 96 04 59
E-mail: lahlou.saraprocmaroc@gmail.com