



HYGIENE MEDICALE

Réf : PHM/APA/P-010/21

Etablie le : 10/03/2020

Version : 02

Revision : 11/03/2023

FICHE TECHNIQUE

OXYCIDE QUICK AP/15 CIDEX SS

Hygiène et de décontamination des sols et surfaces Lavables

Détergent désinfectant polyvalent des sols et surfaces lavables en poudre effervescente hydrosoluble libératrice d'acide per-acétique in-situ

Dispositif médical de la classe IIa

N° d'autorisation DMP : 126/23/AEFL-DM/DMP/18 du 30/11/2023

PROPRIETES

OXYCIDE QUICK AP/15 Cidex SS et La combinaison équilibrée des agents oxydant générateurs de peroxyde en synergie avec des composés auxiliaires qui déclenche la réaction de formation de l'acide per-acétique et qui favorise l'activité et l'efficacité. C'est un nettoyant désinfectant à froid puissant et écologique sous forme de poudre hydrosoluble libératrice d'acide per-acétique sur place, il convient parfaitement et efficacement pour le nettoyage, la désinfection à froid des sols et des surfaces lavables **OXYCIDE QUICK AP/15 Cidex SS** s'utilise aussi pour la désinfection des surfaces par voie aérienne et la désinfection des sols, surfaces et des surfaces externes des dispositifs médicaux

OXYCIDE QUICK AP/15 Cidex SS est compatible avec le verre, le bois, la céramique, le silicone, le plastique et l'acier inoxydable.

AVANTAGES

- Poudre génératrice d'acide per-acétique in-situ polyvalent
- Nettoyage, désinfection.
- Utilisation facile et grande solubilité dans l'eau
- pH à dilution (0,5%) : environ 8 à 8.5
- Formulé sans aldéhyde: pas de fixation de protéines
- Formulé sans acide acétique et sans peroxyde d'hydrogène
- Efficace et économique
- Sans phénomène d'accoutumance ou tolérance microbienne
- Large spectre microbien
- Préviend et détruit levure et moisissure
- Non corrosif et Prolonge la durée de vie des instruments
- Biodégradable, Sans résidus toxiques et sans odeur
- Conservation de la solution désinfectante : 7 à 8 heures.

COMPOSITION

Complexe oxydants générateurs de peroxyde d'hydrogène, alpha oléfine sulfonate de sodium, N, N bis [3-aminopropyl] dodecylamine, metasilicate de sodium, citrate de sodium.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUE

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| - Aspect: | Poudre |
| - Couleur: | Bleu verdâtre |
| - Couleur solution a 0.5% : | bleu |
| - Odeur : | Sans |
| - pH (solution 0.5%) : | 8 à 8.5 |
| - Densité : | 1.10 |

OXYCIDE QUICK AP/15 Cidex SS

Dépôt : 2 avenue Mellila Atlas, Fès – Maroc. Tél/ Fax: (212)35 64 42 42 Tél: (212)35 64 37 60
Siège Usine : 14, Quartier Industriel Sidi Brahim –Fès - Tél: (212)35 96 04 59
E-mail: lahlou.saraproc@gmail.com

- Hydrosolubilité : Soluble
- matière active : >96%

ACTIVITE ANTIMICROBIENNE

Activités	Normes	Actif sur	Temps de contact	Taux de reduction
Bactéries	NM EN 1040	Escherichia coli ATCC25922	15 minutes	>4,20 log
		Staphylococcus aureus ATCC25923		
	NM EN 13727	Enterococcus faecalis ATCC 29212	15 minutes	>5,35 log
Levures / Moisissures	MN EN 1275	Candida albicans	15 minutes	> 8 log
	MN EN 1620	Aspergillus niger		> 7 log
	NM EN13624			> 4,33 log
Sporocide	MN EN 14347	Bacillus cereus	30 minutes	> 7 log
	NM EN13704			> 6,3 log

MODE D'EMPLOI

OXYCIDE QUICK AP/15 Cidex SS s'utilise par

Trempage, pulvérisation, désinfection par voie aérienne, essuyage,
Sur surfaces et instrumentation préalablement nettoyés

Désinfection des sols surfaces :

Préparer la solution désinfectante en diluant **OXYCIDE QUICK AP/15 Cidex SS** dans l'eau froide à raison de 0.5 à 1% (soit de 25 à 50g par 5 litres d'eau), agité jusqu'à dissolution complète des actifs et obtention d'une solution désinfectante limpide bleuâtre.

- effectuer un balayage avec une serpillière humide, essuyer la solution
- et s'assurer que les surfaces restent complètement humides
- le temps nécessaire à l'activité de désinfection souhaitée
- laisser agir 10 à 15 minutes
- procédé au nettoyage de la pièce du fond a la sortie.
- Effectuer un rinçage et essuyer a l'aide d'un chiffon propre.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Produit dangereux
- Respecter les précautions d'emploi.
- Utilisez les biocides avec précaution
- Avant toute utilisation, se référer a la fiche technique et FDS
- Ne pas mélanger avec un autre produit
- En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau claire, si l'irritation persiste, consulter un spécialiste
- Stockage entre +5°C et +30°C.

STOCKAGE

produit se conserve 24 mois dans son emballage d'origine fermé et 6 mois après ouverture de l'emballage

- Température de stockage : entre 5°C à 30 °c.
- Conservation du bain jusqu'à 8 heures selon la fréquence d'utilisation

CONDITIONNEMENT

- **Pot 1kg** (réf : 30-11DPV2-1/HM0112)
- **Seau 5kg** (réf : 30-11DG2-5/HM0112)

OXYCIDE QUICK AP/15 Cidex SS

Dépôt : 2 avenue Mellila Atlas, Fès – Maroc. Tél/ Fax: (212)35 64 42 42 Tél: (212)35 64 37 60
Siège Usine : 14, Quartier Industriel Sidi Brahim –Fès - Tél: (212)35 96 04 59
E-mail: lahlou.saraproc@gmail.com