

## FICHE TECHNIQUE

### BIOMA *luxury* savon antiseptique

Savon liquide antiseptique dermo-protecteur

Pour lavage hygiénique et la désinfection des mains

**Produit biocide Groupe 1 PT1** hygiène humaine.

**Usage exclusivement professionnel**

### DESCRIPTION

**BIOMA *luxury* antiseptique** est savon liquide antiseptique dermo-protecteur riche en glycérine et en vitamine E, conçu pour le lavage et désinfection quotidien des mains, il respecte l'épiderme et protège l'équilibre et la souplesse de la peau

- Nettoie et désinfecte en douceur.
- Son utilisation répétée est sans danger,
- Hypoallergénique.
- Sans colorant et sans formol et sans tensio-actifs de synthétiques
- parfumé à l'huile essentielle de romarin parfum
- Laisse une sensation de fraîcheur et de propre

**BIOMA *luxury* antiseptique** nettoie et désinfecte complètement les mains. Il allie la douceur des huiles d'olive et d'huile de coco à l'efficacité d'un blend d'actifs désinfectant puissant. Sa formule enrichie en glycérine végétale et des agents émollients et adoucissants garantit également une hydratation et douceur optimales de la peau.

### PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES

- **Bactéricide selon** : EN1040, EN 1276.
- **Fongicide/levuricide**: EN 1275, EN 13624.

### MODE D'UTILISATION

Recueillir une dose de savon dans le creux de la main. Appliquer sur les mains préalablement mouillés. Faire mousser et masser. Rincer abondamment à l'eau et sécher soigneusement.

### COMPOSITION

Eau, oléate de potassium, cocoate de potassium, coco bétaine, Glyceryl olivate, sorbitane olivate, glycérine, hydroxyde de potassium, huile essentielle de romarin, **chlorhexedine digluconate**, Benzylalkonium chloride didécylidiméthylammonium chloride

### PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES

- Etat : Liquide
- Couleur : bleu vertatre
- odeur : inodore
- PH : 6 +/- 0.5
- Solubilité dans l'eau : 100 %

### UTILISATION

#### MODES D'EMPLOIS :

##### Pour un lavage hygiénique des mains

1. Se mouiller les mains et les avant-bras.
2. Prendre une dose de savon liquide dans le creux de la main.
3. Savonner toute la surface des mains : les paumes, le dos, les espaces entre les doigts, les pouces, les ongles, la pulpe des doigts, les poignets.
4. Rincer abondamment en faisant couler l'eau sur les doigts d'abord (mains positionnées légèrement plus haut que les coudes), puis les paumes et le dos des

mains et finir par les poignets. Ne réaliser qu'un seul passage, il ne faut pas faire d'aller-retour sous l'eau.

5. Sécher en utilisant un essuie-tout à usage unique, en tapotant la peau, des doigts vers les poignets à nouveau.
6. Fermer le robinet d'eau si l'arrêt n'est pas automatique à l'aide de l'essuie-tout.
7. Jeter l'essuie-tout dans une poubelle sans la toucher (commande au pied ou commande automatique).

Pour une désinfection optimale, laisser agir le savon pendant 30 à 60 seconde en se frottant les mains et entre les doigts selon le protocole de désinfection classique.

#### **PRECAUTION D'EMPLOI**

Phrases de risque

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme. Eviter le rejet dans l'environnement. Eliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation nationale.

7. Emballage

Flacon pompe de 500 ml et 1 litre. Bidons de 5 et 25 litres

---

#### **BIOMA luxury**

*Siège Sociale : 2, Av. Melilia Atlas, FES, Maroc -- Tél & Fax : +212 535 64 42 42 -- Usine : 14, Q. I. Sidi Brahim, FES --  
Tél : +212535960459 -- Fax : +212 535 64 37 60 -- Email : lahlou.saraprocmaroc@gmail.com -- commercial.saraproc@gmail.com -- Site  
Web : [www.saraprocmaroc.com](http://www.saraprocmaroc.com)*